

50 Jahre BRAND-Dispenser

Seit 50 Jahren sorgen Flaschenaufsatz-Dispenser von BRAND für Effizienz und Sicherheit im Labor. Holen Sie sich jetzt die neueste Generation Dispensette® S in Ihr Labor und sparen Sie 30*%!

50 years
BRAND
Dispensers



Dispensette® S:

- Minimale Bedienkräfte, maximaler Einstellkomfort.
- Bewährt im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei aggressiven Medien.
- Die Nummer 1 für das Dosieren direkt aus der Flasche.

Austauschaktion

Tauschen Sie Ihren alten Flaschen-aufsatz-Dispenser (unabhängig von Hersteller, Volumen, Alter oder Zustand) gegen eine neue Dispensette® S von BRAND zum Aktionspreis!

**Sparen Sie
30%*!**

Austausch-Aktion

* Bezogen auf unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt., gemäß BRAND Preisliste 2018. Details finden Sie auf der Rückseite.

BRAND. For lab. For life.



Dispensette® S Austauschaktion

Befristet bis 30.09.2018 · Fax: +49 721 67672 · info@lhg-laborgeraete.de

Alt gegen Neu! 30%* sparen!

Tauschen Sie Ihren alten Flaschenaufsatz-Dispenser (unabhängig von Hersteller, Volumen, Alter oder Zustand) gegen eine neue Dispensette® S von BRAND zum Aktionspreis aus! Einfach gewünschte Menge in die Tabelle eintragen und mailen, faxen oder per Post schicken!

50 years
BRAND
Dispensers

Ja, ich möchte ___ alte Flaschenaufsatz-Dispenser gegen die entsprechende Anzahl Dispensette® S austauschen

Dispensette S

Volumen ml	Aktions-Best.-Nr.	Teilung ml	R* δ ± % μl	VK* δ % μl	Menge	Listenpreis € **	Aktionspreis € **	Gesamtpreis € **	
■ Dispensette® S, Digital, mit Rückdosierventil									
0,1 - 1	4600711	0,005	0,6 6	0,2 2		350,60	245,45		
0,2 - 2	4600721	0,01	0,5 10	0,1 2		350,60	245,45		
0,5 - 5	4600731	0,02	0,5 25	0,1 5		350,60	245,45		
1 - 10	4600741	0,05	0,5 50	0,1 10		350,60	245,45		
2,5 - 25	4600751	0,1	0,5 125	0,1 25		435,70	305,00		
5 - 50	4600761	0,2	0,5 250	0,1 50		466,40	326,50		
■ Dispensette® S, Analog, mit Rückdosierventil									
0,1 - 1	4600501	0,02	0,6 6	0,2 2		310,60	217,45		
0,2 - 2	4600521	0,05	0,5 10	0,1 2		310,60	217,45		
0,5 - 5	4600531	0,1	0,5 25	0,1 5		310,60	217,45		
1 - 10	4600541	0,2	0,5 50	0,1 10		310,60	217,45		
2,5 - 25	4600551	0,5	0,5 125	0,1 25		394,70	276,30		
5 - 50	4600561	1,0	0,5 250	0,1 50		420,30	294,25		
10 - 100	4600571	1,0	0,5 500	0,1 100		557,60	390,35		
Summe:									



Dispensette® Organic S

Volumen ml	Aktions-Best.-Nr.	Teilung ml	R* δ ± % μl	VK* δ % μl	Menge	Listenpreis € **	Aktionspreis € **	Gesamtpreis € **	
■ Dispensette® S Organic, Digital, mit Rückdosierventil									
0,5 - 5	4630731	0,02	0,5 25	0,1 5		350,60	245,45		
1 - 10	4630741	0,05	0,5 50	0,1 10		350,60	245,45		
2,5 - 25	4630751	0,1	0,5 125	0,1 25		435,70	305,00		
5 - 50	4630761	0,2	0,5 250	0,1 50		466,40	326,50		
■ Dispensette® S Organic, Analog, mit Rückdosierventil									
0,5 - 5	4630531	0,1	0,5 25	0,1 5		310,60	217,45		
1 - 10	4630541	0,2	0,5 50	0,1 10		310,60	217,45		
2,5 - 25	4630551	0,5	0,5 125	0,1 25		394,70	276,30		
5 - 50	4630561	1,0	0,5 250	0,1 50		420,30	294,25		
10 - 100	4630571	1,0	0,5 500	0,1 100		557,60	390,35		
Summe:									



Datum

Unterschrift

E-Mail

* Ersparnis in Prozent gegenüber Einzelpreisen gemäß BRAND Preisliste 2018.

** Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Ihre Bestellung wird über den Fachhandel ausgeliefert.

LHG – Laborgeräte Handelsgesellschaft mbH
Gottesauer Str. 28
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 / 6887 – 17 oder -18
Telefax 0721 / 67 67 2
info@lhg-laborgeraete.de

LHG
ABOR Geräte Planung Service