

## LABOKLAV 25

Die äußerst kompakt und platzsparend konzipierten Tischautoklaven der Laboklav 25- Serie bieten Ihnen viele Möglichkeiten eines großen Tischgerätes.

Ein einzigartiges Design trifft auf innovative technische Lösungen:

- bei optimaler Platzausnutzung des Kammerinneren
- Platz für bis zu fünf 1l Standardlaborflaschen inklusive Deckel
- Kammerdeckel aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas und die Frontabdeckung aus Sicherheitsglas
- LED-Betriebszustandsleuchten
- motorisches, selbstkontrollierendes Verschlussystem
- serienmäßiger flexibler Temperaturreferenzfühler PT100
- Thermosperre nach IEC 61010-2-40
- Sterilisation von Flüssigkeiten in offenen und leicht verschlossenen Gefäßen, auch mit Luftrückkühlssystem
- Instrumentensterilisation, auch mit Vorvakuum sowie Trocknungsvakuum
- Vernichtungssterilisation bei 134°C
- optionale Abluffiltration
- Kammervolumen: 25l
- Betriebsüberdruck: 2,8bar
- Sterilisiertemperatur: 98°C bis 138°C



Laboklav 25 B	Nr. 21.0025.001.000	<del>6.201,00 €</del>	<b>5.580,90 €* </b>
Laboklav 25 M	Nr. 21.0025.001.001	<del>7.241,00 €</del>	<b>6.516,90 €* </b>
Laboklav 25 V	Nr. 21.0025.001.004	<del>8.724,00 €</del>	<b>7.851,60 €* </b>
Laboklav 25 MV	Nr. 21.0025.001.005	<del>9.651,00 €</del>	<b>8.685,90 €* </b>

(B = Basisgerät, M = Luftrückkühlssystem; V = Vakuumeinrichtung)

### Zubehör (Preise zzgl. MwSt.):

Ablufffiltration ab S2	Nr. 20.0025.010.000	<del>2.163,00 €</del>	<b>1.946,70 €* </b>
Chargendrucker	Nr. 30.0000.200.025	<del>979,00 €</del>	<b>881,10 €* </b>
Gestell mit 4 Siebschalen	Nr. 30.4220.004.025	<del>452,00 €</del>	<b>406,80 €* </b>
Siebschale	Nr. 30.4220.001.025	<del>73,00 €</del>	<b>65,70 €* </b>
Schale, geschlossen	Nr. 30.0000.200.100	<del>105,00 €</del>	<b>94,50 €* </b>

\*zzgl. MwSt.