

Laborgeräte Handelsgesellschaft mbH · Gottesauer Str. 28 · 76131 Karlsruhe

## Thermo Scientific Heraeus Pico Mikrozentrifuge



Die **Heraeus Pico Mikrozentrifuge** vereint Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einem sicheren, kompakten und benutzerfreundlichen Laborgerät.

Sie beschleunigt Ihre Probenvorbereitung durch hohe Geschwindigkeit und Kapazität. Überzeugt zudem durch hervorragende Sicherheit und hohen Anwenderkomfort.

**Heraeus Pico** bietet alles, was Sie für Ihre Mikro-Reaktionsansätze wie z. B. Nukleinsäureisolation, Proteinlysatzpräparation und PCR-Probenvorbereitung benötigen – und dass bei bemerkenswert geringer Stellfläche.

Die Mikrozentrifuge ist in zwei Leistungsklassen mit unterschiedlicher Drehzahl und RZB erhältlich:

- **Heraeus Pico 17** mit doppelreihigem 18 x 2.0/0.5 ml-Rotor (Hersteller-Nr.: 75002410) Eignet sich hervorragend für alle Routineanwendungen im Labor.  
**Bestell-Nr.: 107922410 - 1836,00 € - 30 % Rabatt!**
- **Heraeus Pico 21** mit 24 x 1.5/2.0 ml-Rotor mit aerosoldichtem ClickSeal Deckel (Hersteller-Nr.: 75002415). Mit bis zu 20 % kürzeren Zentrifugationszeiten das ideale Geräte für High-End-Forschungsapplikationen.  
**Bestell-Nr.: 107922415 – 2325,00 € – 30 % Rabatt!**

Bankverbindungen:  
Sparkasse Karlsruhe  
IBAN: DE59 6605 0101 0014 6043 00  
Commerzbank AG Karlsruhe  
IBAN: DE41 6608 0052 0563 1440 00  
USt-IdNr: DE143599771

Geschäftsführer:  
Ulrich Schmidt  
Hartmut Dewert  
Christian Theis  
Amtsgericht Mannheim  
HRB 103902

## Technische Daten:

	<b>Heraeus Pico 17</b>	<b>Heraeus Pico 21</b>
Max. RZB	0 – 500 mL/min	21.100 x g
Max. Drehzahl	13.300 U/min	14.800 U/min
Max. Geräuschpegel	56 dBA (luftgekühlt), 50 dBA (gekühlt)	
Beschleunigungs-/ Bremsraten	8/9 Sekunden; 12/12 Sekunden	
Zeit-Einstellbereich	1 min - 99 min; in Schritten von 1 min + Dauerbetrieb (HOLD)	
Temperaturbereich	Einstellbar von -9 °C bis +40 °C in Schritten von 1 °C	
Zertifizierungen	CE-gekennzeichnet, IVD-konform, zertifizierte Biosicherheit	
Technische Standards	IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020	
Abmessungen (H x B x T)	225 x 243 x 352 mm	

Laborgeräte Handelsgesellschaft mbH · Gottesauer Str. 28 · 76131 Karlsruhe

## Mini-Zentrifuge CD-1008 G (grün), CD-1008 B (blau)

- zwei verschiedene Deckelfarben: grün, blau
- maximale Drehzahl von 7000 rpm
- Rotoren CD 08-2 und CD 02-PCR 8 im Lieferumfang enthalten
- doppelte Deckelverriegelung
- sehr leiser Lauf (<45 dB)
- einfacher Wechsel des Rotors
- Starten und Stoppen durch Öffnen und Schließen des Deckels
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten:

Drehzahl (rpm)	7000
max. RCF (g)	2680
Geräuschpegel (dB)	< 54
Abmessung (cm)	15 x 15 x 12
Max. Kapazität (ml)	8 x 2ml; 2 x 8 x 0,2 ml PCR

### Mini-Zentrifuge CD-1008 G, grün

**Bestell-Nr.: 101371084**  
**139,00 € – 25 % Rabatt!**

### Mini-Zentrifuge CD-1008 B, blau

**Bestell-Nr.: 101371081**  
**139,00 € – 25 % Rabatt!**



\*Alle Preise zzgl. MwSt.

Bankverbindungen:  
Sparkasse Karlsruhe  
IBAN: DE59 6605 0101 0014 6043 00  
Commerzbank AG Karlsruhe  
IBAN: DE41 6608 0052 0563 1440 00  
USt-IdNr: DE143599771

Geschäftsführer:  
Ulrich Schmidt  
Hartmut Dewert  
Christian Theis  
Amtsgericht Mannheim  
HRB 103902