

**KERN**<sup>®</sup>

PROFESSIONAL MEASURING



# KLÄRANLAGEN

MESSTECHNIK FÜR DAS LABOR



# EINE KLARE SACHE WIR SIND IHR PARTNER FÜR SPEZIFISCHE BEDÜRFNISSE

KERN der zertifizierte Spezialist für Wäge- und Messtechnik, ist Deutschlands älteste Präzisionswaagenfabrik. Durch die Konzentration auf Qualität und die Entwicklung kundenorientierter Produkte steht KERN seit 1844 weltweit für Präzision, Service und Qualität. Unser Produktprogramm umfasst ein enorm breites Sortiment an Präzisions- und Analysenwaagen,

Feuchtebestimmern, Mikroskopen und Refraktometern, das auf Wunsch durch den passenden Kalibrier- oder Eichschein ergänzt werden kann. Die Produkte sind durch unser großes Zentrallager in der Mitte Europas über einen 24 h Versandservice blitzschnell verfügbar. Suchen Sie maßgeschneiderte Systemlösungen für sich oder Ihre Kunden? Unser Sales- und Serviceteam unterstützt Sie gerne.

**Präzision,  
Zuverlässigkeit,  
Qualität.  
Dafür stehen wir!**



## Feuchtebestimmer KERN DBS

- + Feuchtebestimmer mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem für herausragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit
- + Hervorragende Temperatursteuerung dank Halogentechnologie, geeignet für temperaturempfindliche Proben
- + Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführten Trocknungsprozessen
- + Halogen-Quarzglasstrahler 400 W

**ab € 1480,-**



## Feuchtebestimmer KERN DLB

- + Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienungsführung in 6 Sprachen
- + 6 Direktasten für schnellen Zugriff auf die Hauptfunktionen
- + Halogen-Quarzglasstrahler 400 W

**ab € 1410,-**



## Präzisionswaagen KERN PNS · PNJ

- + Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem
- + Ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich
- + Große Wägeplatte aus Edelstahl, einfach zu reinigen
- + Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen

**ab € 670,-**



## Durchlichtmikroskope KERN OBN-15

- + Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint – mit Köhler-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen
- + Starke und stufenlos regelbare 20 W-Halogendurchlichtbeleuchtung
- + Speziell zentrier- und höhenverstellbarer PH-Universal-Drehkondensator
- + Großer, mechanischer Kreuztisch mit ergonomischem, beidseitig koaxialem Grob- und Feintrieb

**ab € 2750,-**

Alle Preise zzgl. 19 % MwSt., Zwischenverkauf vorbehalten, nur solange Vorrat reicht



Detaillierte Infos und weitere Produkte:  
[www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



**Laborgeraete Handelsges. mbH**

Am Kanal 17  
76689 Karlsdorf-Neuthard  
info@lhg-laborgeraete.de  
Tel.: 07251 4410380